



NOTA TÉCNICA – Nº 01/2017 - IOC/ LACEN-MA

Elaborada em: 05.05.2017

Assunto: Envio de Lâminas para Realização do Controle Externo da Qualidade da Baciloscopia para Tuberculose – CEQB-Tb

Os laboratórios que realizam baciloscopia para diagnóstico da Tuberculose, deverão obrigatoriamente, observar as seguintes recomendações ao enviar lâminas de baciloscopia – TB para releitura:

- 1º) Todas as lâminas (positivas e negativas) deverão ser guardadas no laboratório para posterior envio ao IOC/ LACEN-MA;
- 2º) Ao término da leitura de cada lâmina, o técnico responsável deverá envolvê-la em papel absorvente, ou colocá-la em estante para tubos com a base forrada com papel absorvente para que todo o óleo seja absorvido pelo papel;
- 3º) Acondicionar as lâminas em uma caixa porta – lâminas, de acordo com a ordem de leitura;
- 4º) As lâminas acondicionadas deverão ser enviadas ao IOC/LACEN - MA conforme “Cronograma Anual de Envio de Lâminas”, acompanhadas das páginas do Livro de Registro de Baciloscopia e de Cultura para Diagnóstico e Controle da Tuberculose” (Livro Branco), correspondente ao período enviado;
- 5º) As lâminas que deverão ser enviadas são as correspondentes aos três meses anteriores à solicitação;

Exemplo: se no cronograma estiver solicitando o envio no mês de abril, as lâminas a serem enviadas, serão as de baciloscopia realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e março;

- 6º) Os laboratórios que utilizam algum sistema informatizado, seja o Gerenciador de Ambiente Laboratorial- GAL ou outro, deverão enviar uma cópia do relatório de pacientes com seus respectivos resultados das baciloscopias realizadas, correspondentes ao período solicitado para envio das lâminas.



REFERÊNCIA:

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica – **Manual Nacional de Vigilância Laboratorial da Tuberculose e outras Micobactérias**. Brasília; 2008.

	NOME
ELABORAÇÃO	Lécia Maria Sousa Santos Cosme

Pasta: SGQ\CQB

Arquivo: NOTA TÉCNICA-01 – Envios de lâminas controle externo da qualidade da baciloscopia para tuberculose – ceqb-Tb doc